物理实验预习报告

实验名称:用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场指导教师:潘佰良

班级: 混合 2402

姓名: 张驰

学号: 3240103480

实验日期: 2025 年 6 月 5 日 星期四上午

浙江大学物理实验教学中心

1. 实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法,不超过300字,5分)

实验现象

载流圆线圈轴线上磁场分布呈单峰对称曲线,中心处磁场最强,随距离增大逐渐减弱。亥姆霍兹线圈(间距 d=R)在轴线中心附近形成均匀磁场(平台状分布);当间距改变为 d=R/2 或 d=2R 时,磁场均匀性被破坏,分布曲线出现双峰或凹陷。

实验原理

1. 载流圆线圈磁场: 轴线上磁感应强度公式为

$$B = \frac{\mu_0 N_0 I R^2}{2(R^2 + X^2)^{3/2}}$$

其中,X为轴向距离,R为线圈半径, N_0 为匝数,I为电流。

- 2. 亥姆霍兹线圈:两同轴平行线圈间距 d=R 时,中心区域磁场均匀,由两线圈磁场叠加而成。
- 3. 霍尔效应测磁场: 霍尔电势差($U_H = K_H I_H B$),通过测量(U_H)和(I_H)计算磁场(B),灵敏度(K_H)与材料厚度和载流子浓度相关。

实验方法

- 1. 调零微特斯拉计以消除地磁场干扰。
- 2. 固定线圈位置,调节励磁电流(如 0.400A),逐点测量轴向或径向磁场分布。
- 3. 改变线圈间距(d=R、R/2、2R), 重复测量并绘制 B-X 曲线, 分析磁场均匀性变化。

2.实验重点

(简述本实验的学习重点,不超过100字,3分)

- 1. 了解用霍尔效应法测量磁场的原理,掌握 511 FB 型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪的使用方法。
- 2. 了解载流圆线圈的径向磁场分布情况。
- 3. 测量载流圆线圈和亥姆霍兹线圈的轴线上的磁场分布。
- 4. 两平行线圈的间距改变为 d=R/2 和 d=2R 时,测定其轴线上的磁场分布。

3.实验难点

(简述本实验的实现难点,不超过100字,2分)

- **1.** 霍尔元件调零与校准:实验前需在零磁场(励磁电流 I = 0)下对微特斯拉计调零,以消除地磁场和环境杂散磁场的影响。若实验过程中测试架方向改变,需重新调零,否则会导致测量误差。
- 2. 保持励磁电流稳定:测量过程中需确保励磁电流恒定(如I = 0.400),若电流波动会影响磁场测量结果,导致数据偏差。
- 3. 亥姆霍兹线圈的精确对准: 两线圈需严格共轴且平行,间距d = R时才能形成均匀磁场。若安装偏差(如倾斜或间距误差),会导致磁场均匀性变差,影响实验现象观察。

注意事项:

- 1. 用 PDF 格式上传"预习报告", 文件名: 学生姓名+学号+实验名称+周次。
- 2. "预习报告"必须递交在"学在浙大"的本课程的对应实验项目的"作业"模块内。
- 3. "预习报告"还须拷贝到"实验报告"中(便以教师批改)。
- 4. "普通物理学实验Ⅰ"和"物理学实验Ⅰ"都使用本"预习报告"。

浙江大学物理实验教学中心制